

All copy and logo's print 100% black unless stated

blink contacts® TOP FRONT
beruhigende Augentropfen
gouttes de confort

10ml

DE Erfrischung für Kontaktlinsenträger mit trockenen, müden Augen
Diese speziell für Kontaktlinsenträger formulierten Augentropfen sind sanft, äußerst wirksam, beruhigend und erfrischend für trockene, müde Augen. Geeignet für alle Kontaktlinsen – die Kontaktlinsen müssen vorher nicht abgesetzt werden.
Gebrauchsanleitung
• Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge träufeln
• Mehrmals blinzeln, um Auge zu spülen
• Können so oft wie nötig verwendet werden
• Die Kontaktlinsen müssen nicht abgesetzt werden
• Für zusätzlichen Komfort 1 oder 2 Tropfen vor dem Aufsetzen auf jede Kontaktlinse geben
Zur Verwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen.
Vorsichtsmaßnahmen
• Nicht verwenden, wenn Sicherheitsversiegelung fehlt oder nicht mehr intakt ist
• Lösung nicht schlucken
• Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind
• Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropferspitze nicht mit Oberflächen in Berührung bringen und Kontakt mit den Augen vermeiden
• Nach der Anwendung bitte die Flasche sofort fest verschließen
• Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren
• Zwischen 5 °C und 25 °C aufbewahren
• Kontaktlinsen nicht mit Leitungswasser spülen
• 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen
Wenn Sie weiterhin Probleme haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.
Inhalt:
Natriumhyaluronat - 0,15 %
OcuPure® Konservierungsstoff - 0,005 %
Calciumchlorid (Dihydrat)
Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Boratpuffer
Magnesiumchlorid
Gereinigtes Wasser

FR Soulagent les yeux secs et fatigués des porteurs de lentilles de contact
Conçus spécialement pour les porteurs de lentilles de contact, ces gouttes ophtalmiques apportent un soulagement immédiat et rafraîchissent les yeux secs et fatigués. Elles conviennent à toutes les lentilles de contact ; il est inutile de les retirer avant l'application.
Mode d'emploi
• Instiller 1 ou 2 gouttes dans l'œil concerné, selon les besoins
• Cligner à plusieurs reprises pour le nettoyer
• Ces gouttes peuvent être utilisées aussi souvent que vous le souhaitez
• Il n'est pas nécessaire de retirer vos lentilles
• Pour plus de confort, instiller 1 ou 2 gouttes sur chaque lentille avant de la poser sur l'œil
Convient à tous les types de lentilles de contact.
Précautions d'emploi
• Ne pas utiliser si la bague d'invulnérabilité est endommagée ou absente
• Ne pas avaler la solution
• Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
• Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit et éviter le contact avec les yeux
• Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
• Ne pas utiliser après la date de péremption
• Garder hors de portée des enfants
• À conserver entre 5 °C et 25 °C
• Ne pas rincer les lentilles à l'eau du robinet
• Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon
Si les problèmes persistent, contactez votre spécialiste.
Composition :
Hyaluronate de sodium - 0,15 %
Conservateur OcuPure® - 0,005 %
Chlorure de calcium (dihydrate)
Chlorure de potassium
Chlorure de sodium
Tampon borate
Chlorure de magnésium
Eau purifiée

Simboles • Symbole

Gebrauchsanleitung beachten
Consulter le mode d'emploi

Hersteller
Fabricant

25°C
Temperaturbegrenzung
Limites de température

STERILE A Steril. Aseptische Technik
Stérile. Technique aseptique

LOT Chargen-Bez.
Numéro de lot

45 Tage nach Anbruch der Packung
restliche Lösung entsorgen
Jeter toute solution restante 45 jours
après l'ouverture initiale du flacon

Verwendbar bis
Date limite d'utilisation

CE 0123

STERILE A

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
blink, blink contacts and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

CE mark size/proportions complies with
European Medical Devices Directive
93/42/EEC Annex XII

blink contacts® TOP BACK
gocce oculari lenitive
verzachtende oogdruppels
10ml

CODE 128

IT Sollievo dagli occhi secchi e irritati per i portatori di lenti a contatto
Formulate specificamente per i portatori di lenti a contatto, queste gocce oculari delicate e altamente efficaci combattono gli occhi stanchi, secchi e irritati. Idonee per tutti i tipi di lenti a contatto; non è necessario togliersi le lenti prima di applicare le gocce.
Istruzioni per l'uso
• 1 o 2 gocce nell'occhio interessato, secondo necessità
• Ammicciare varie volte con le palpebre per pulire l'occhio
• Utilizzabili con la frequenza desiderata
• Non è necessario togliere le lenti a contatto
• Per maggiore comfort, versare 1 o 2 gocce su ciascuna lente prima di inserirla
Idonee per l'uso con tutti i tipi di lenti a contatto.
Precauzioni
• Non utilizzare se il sigillo anti-manomissione è danneggiato o assente
• Non ingerire la soluzione
• Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti
• Per prevenire la contaminazione evitare il contatto della punta del contenitore con qualsiasi superficie ed evitare il contatto con gli occhi
• Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso
• Non utilizzare dopo la data di scadenza
• Mantenere fuori dalla portata dei bambini
• Conservare a temperatura compresa fra 5 °C e 25 °C
• Non sciacquare le lenti a contatto con acqua di rubinetto
• Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone
In caso di problemi persistenti, rivolgersi all'oculista.
Contiene:
Ialuronato di Sodio - 0,15%
Conservante OcuPure® - 0,005%
Cloruro di Calcio (Dihidrato)
Cloruro di Potassio
Cloruro di Sodio
Tampone Borato
Cloruro di Magnesio
Acqua Purificata

NL Verlichting voor dragers van contactlenzen met droge, vermoeide ogen
Deze oogdruppels zijn speciaal geformuleerd voor dragers van contactlenzen; ze kalmeren en verwikken droge, vermoeide ogen op zachte en effectieve wijze. Geschikt voor alle contactlenzen zonder dat u eerst uw lenzen hoeft te verwijderen.
Gebraiksaanwijzing
• Druppel naar behoefte 1 of 2 druppels in het betreffende oog
• Knipper een paar keer om het oog te bevochtigen
• Mag zo vaak gebruikt worden als nodig is
• Uw lenzen hoeven niet verwijderd te worden
• Druppel voor extra comfort 1 of 2 druppels op iedere lens voor u ze indooft
Voor gebruik met alle soorten contactlenzen.
Voorzorgmaatregelen
• Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is
• De oplossing niet doorslikken
• Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de bestanddelen
• Om contaminatie te voorkomen, de tip van de fles niet in contact brengen met enig ander oppervlak of met de ogen
• Sluit de fles onmiddellijk na gebruik goed af
• Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
• Buiten bereik van kinderen houden
• Bewaren bij 5 °C tot 25 °C
• Uw lenzen niet met kraanwater afspoelen
• Gooi enige resterende oplossing 45 dagen na opening weg
Als uw problemen aanhouden, bespreek deze dan met uw oogspecialist.
Bevat:
Natriumhyaluronaat - 0,15%
OcuPure® conserveermiddel - 0,005%
Calciumchloride (dihydrate)
Kaliumchloride
Natriumchloride
Boraatbuffer
Magnesiumchloride
Gezuiverd water

Simboli • Symbolen

Leggere le istruzioni per l'uso
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik

Fabbricante
Fabrikant

25°C
Limiti di temperatura
Temperatuurlimit

STERILE A Sterile. Tecnica asettica
Steriel. Aseptische techniek

LOT Lotto
Partijnummer

Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta
45 giorni dopo la prima apertura del flacone.
Gooi enige resterende oplossing 45 dagen
na opening weg

Scadenza
Niet gebruiken na

AM70488GM13D
Revision Date: 04/2018

XXXXXX XX

10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging	
Artwork Specifications	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	
Last Update: 19/04/2018 - 11.00 v1	
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	