

All copy and logo's print 100% black unless stated

<p>blink® intensive PLUS TOP FRONT</p> <p>Gel-Augentropfen / gouttes ophthalmiques sous forme de gel liquide 10ml</p> <p>(DE) Lindern das dauerhafte Gefühl trockener, gereizter Augen lang anhaltend Die Formulation mit hoher Viskosität lindert das dauerhafte Gefühl trockener, gereizter Augen lang anhaltend. Kann tagsüber und nachts angewendet werden.</p> <p>Anwendungsgebiete Gereizte, sich trocken anführende Augen.</p> <p>Gegenanzeigen Keine bekannten Gegenanzeigen.</p> <p>Gebräuchsanweisung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge träufeln • Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen • So oft wie nötig anwenden <p>Vorsichtsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach der Anwendung kann kurzfristig die Sehschärfe verringert sein. Warten Sie ab, bis Sie wieder klar sehen, bevor Sie Aktivitäten fortsetzen, die Ihre volle Sehschärfe erfordern • Es wird empfohlen, die Kontaktlinsen vor Verwendung dieser Augentropfen herauszunehmen und erst einzusetzen, wenn Sie wieder klar sehen • Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel gebrochen ist oder fehlt • Lösung nicht schlucken • Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden • Um Verunreinigungen zu verhindern, Tropferspitze nicht mit Oberflächen in Berührung bringen und Kontakt mit den Augen vermeiden • Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden • Für Kinder unzugänglich aufbewahren • Zwischen 5°C und 25°C aufbewahren • 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen • Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die allgemein mit Augentropfen in Verbindung stehen, sind: allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen • Vor Verwendung mit anderen Augenmedikamenten zunächst Ihren Augenärztlichen Rat ziehen <p>Bei anhaltenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenspezialisten.</p> <p>Nebenwirkungen Keine bekannten Nebenwirkungen.</p> <p>enthält: Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25 % OcuPure® Konserveringsmiddel (Natriumchlorit) Natriumhyaluronat – 0,38 % Borsaure Natriumborat Natriumchlorid Kaliumchlorid Calciumchlorid Magnesiumchlorid Gereinigtes Wasser</p> <p>Symbolen • Symboles</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;"> <tr> <td></td> <td>Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STERILE A Sterile, Aseptische Technik Stérile, Technique aseptique</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hersteller Fabricant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LOT Chargen-Bez.: Numéro de lot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Temperaturbegrenzung Limites de température 25°C 5°C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verwendbar bis Date limite d'utilisation 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon</td> </tr> </table> <p>CE 0123 STERILE A</p> <p>AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus Quarryvale, Co Dublin, Ireland blink and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018</p>		Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi		STERILE A Sterile, Aseptische Technik Stérile, Technique aseptique		Hersteller Fabricant		LOT Chargen-Bez.: Numéro de lot		Temperaturbegrenzung Limites de température 25°C 5°C		Verwendbar bis Date limite d'utilisation 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon	<p>CODE 128</p> <p>blink® intensive PLUS TOP BACK</p> <p>gocce oculari in gel / oogdruppels als vloeibare gel 10ml</p> <p>(IT) Sollevo durato dalla sensazione persistente di seccchezza ed irritazione oculare Una formulazione più viscosa che aiuta ad alleviare in modo durato la sensazione persistente di seccchezza ed irritazione oculare. Raccomandato per l'uso sia di giorno che di notte.</p> <p>Indicazioni Ochi irritati, fastidio oculare.</p> <p>Contraindicationen Nessuna contraindication nota.</p> <p>Istruzioni per l'uso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità • Stattare le palpebre alcune volte per lavare l'occhio • Usare ogniqualvolta necessario <p>Precauzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un temporaneo offuscamento della vista può verificarsi subito dopo l'uso delle gocce oculari. Attendere che la vista torni ottimale prima di continuare con le attività che potrebbero essere rischiate in presenza di visione offuscata • Si raccomanda di rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso e di indossarle nuovamente quando un eventuale offuscamento della vista fosse scomparso • Non usare se il sigillo antimomicina è rotto o assente • Non ingerire la soluzione • Non usare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti • Per evitare una contaminazione, non toccare con la punta del contenitore alcuna superficie ed evitare che entri in contatto con gli occhi! • Non usare dopo la data di scadenza • Tenere fuori dalla portata dei bambini • Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C • Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone • I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati alle gocce oculari sono: reazione allergica, reazione infiammatoria o infezioni • Non usare in concomitanza con farmaci oftalmici senza aver prima consultato il proprio oculista <p>In caso di problemi persistenti, rivolgersi al proprio oculista.</p> <p>Effetti indesiderati Nessun effetto indesiderato noto.</p> <p>Contiene: Polietilenglicole 400 (PEG 400) – 0,25% Conservante OcuPure® (clorito di sodio) laluronato di sodio – 0,38% Acido boric Borato di sodio Cloruro di sodio Cloruro di potassio Cloruro di calcio Cloruro di magnesio Acqua purificata</p> <p>Simboli • Symbolen</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;"> <tr> <td></td> <td>Consultare le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STERILE A Sterile, Aseptische Technik Stérile, Technique aseptique</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fabbricante Fabrikant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LOT Lotto Partijnummer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5°C 25°C Limitazione di temperatura Temperatuurlimiet</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non utilizzare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooiën</td> </tr> </table> <p>XXXXXX XX</p>		Consultare le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik		STERILE A Sterile, Aseptische Technik Stérile, Technique aseptique		Fabbricante Fabrikant		LOT Lotto Partijnummer		5°C 25°C Limitazione di temperatura Temperatuurlimiet		Non utilizzare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooiën
	Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi																								
	STERILE A Sterile, Aseptische Technik Stérile, Technique aseptique																								
	Hersteller Fabricant																								
	LOT Chargen-Bez.: Numéro de lot																								
	Temperaturbegrenzung Limites de température 25°C 5°C																								
	Verwendbar bis Date limite d'utilisation 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon																								
	Consultare le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik																								
	STERILE A Sterile, Aseptische Technik Stérile, Technique aseptique																								
	Fabbricante Fabrikant																								
	LOT Lotto Partijnummer																								
	5°C 25°C Limitazione di temperatura Temperatuurlimiet																								
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooiën																								

10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging	
Artwork Specifications	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	
Last Update: 24/04/2018 - 13.30 v1	
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<p>INK(S)</p>