

DE *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 Augentropfen beruhigend • feuchtigkeitsspendend • schützend
blink[®] intensive TRIPLE ACTION Augentropfen spenden Feuchtigkeit und schützen trockene oder gereizte Augen. Die Augentropfen mit dreifacher Wirkung ergänzen und stabilisieren den Tränenfilm durch die Kombination von Liposomen, Natriumhyaluronat und Vitamin E.

Anwendungsgebiete:
 Zur Linderung von sich trocken anfühlenden, brennenden, tränenden oder gereizten Augen.
 Für Kontaktlinsen geeignet.

Gebrauchsanweisung:
 Vor Gebrauch der *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION Augentropfen die Hände gründlich waschen und abtrocknen.

Vor Gebrauch schütteln
 • 1 oder 2 Tropfen der *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION Augentropfen in jedes Auge träufeln
 • Augenlider mehrmals schließen und öffnen, um die Augentropfen zu verteilen
 • Häufigkeit der Anwendung nach Bedarf
 • Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, müssen Sie diese vorher nicht absetzen

Warnhinweise:
 • Setzen Sie das Produkt bei Reizungen am Auge sofort ab und wenden Sie sich an einen Augenarzt
 • Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind
 • Augen nicht mit der Flaschenspitze berühren
 • Vor Hitze schützen; an einem trockenen Ort zwischen 5°C und 25°C aufbewahren
 • Für Kinder unzugänglich aufbewahren
 • **Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt**
 • Nicht einnehmen
 • Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
 • Innerhalb von 90 Tagen nach Anbruch verbrauchen
 • Bis zur ersten Anwendung steril
 • Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Zusammensetzung: Flachsarbene, sterile, isotonische Pufferlösung, pH 7,2, mit Liposomen, Natriumhyaluronat, Vitamin-E-Polyethylenglykolsuccinat (TPGS), Polyethylenglykol 400 (PEG 400), Dinatrium-EDTA¹ to Dinatriumedetat (EDTA), Polyhexamethylenguanid (PHMB) und gereinigtem Wasser. Enthält kein Chlorhexidin, Thiomersal, Benzalkoniumchlorid, Phenylethanol.

Symbole

 • Gebrauchsanweisung beachten
 • Hersteller
 • LOT Chargenbezeichnung
 • Verwendbar bis
 • 25°C Zulässiger Temperaturbereich
 • 5°C

STERILE A Steril. Aseptische Technik

 • Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
 • Lösungsreste 90 Tage nach dem Öffnen entsorgen

FR *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION gouttes ophtalmiques 3en1 apaisant • hydratant • protecteur
 Les gouttes ophtalmiques *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION sont formulées pour apaiser, hydrater et protéger les yeux en cas de sécheresse ou d'irritation oculaire. Associant des liposomes, du hyaluronate de sodium et de la vitamine E, ces gouttes ophtalmiques triple action supplémentent et stabilisent le film lacrymal.

Indications :
 Pour soulager les yeux secs, sensibles, larmoyants ou irrités.
 Peut être utilisé avec des lentilles de contact.

Mode d'emploi :
 Lavez-vous et séchez-vous toujours soigneusement les mains avant d'utiliser les gouttes ophtalmiques *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION.

Agitez avant utilisation
 • Instillez 1 ou 2 gouttes de *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION dans chaque oeil
 • Clignez des yeux pour répartir le produit sur la surface de l'oeil
 • Utilisez aussi souvent que nécessaire
 • Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les retirer

Mises en garde :
 • En cas d'irritation oculaire, arrêter l'utilisation du produit et consulter un médecin
 • Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit
 • Ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec les yeux
 • Tenir à l'écart des sources de chaleur, conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5 °C et 25 °C
 • Garder hors de portée des enfants
 • **Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est endommagée ou absente**
 • Ne pas ingérer
 • Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption
 • A utiliser dans les 90 jours après la première ouverture
 • Stérile jusqu'à la première ouverture
 • Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation

Contre-indications : Aucune connue.

Composition : Solution isotonique, stérile, tamponnée à pH 7,2, de couleur jaune pâle contenant des liposomes, du hyaluronate de sodium, de la vitamine E succinate de polyéthylène glycol (TPGS), du polyéthylenglycol 400 (PEG 400), de l'édétate de sodium (EDTA), polyhexaméthylène biguanide (PHMB) et de l'eau purifiée. Ne contient pas de chlorhexidine, thiomersal, chlorure de benzalkonium, phényléthanol.

Symbole

 • Consulter les instructions d'utilisation
 • Fabricant
 • LOT Numéro de lot
 • Date limite d'utilisation
 • 25°C Conditions limites de température
 • 5°C

STERILE A Stérile-Technique aseptique

 • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
 • Jeter toute solution restante 90 jours après l'ouverture du flacon

CE 0051
 Omisan farmaceutici
 Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy
 Distributed by AMO Ireland
 Block B, Liffey Valley Office Campus
 Quarryvale, Co Dublin, Ireland
 blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
 © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 2017

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

IT *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION gocce oculari 3in1 lenitivo • idratante • protettivo
blink[®] intensive TRIPLE ACTION gocce oculari è stato formulato per lenire, idratare e proteggere gli occhi secchi o irritati. Con una combinazione di liposomi, ialuronato di sodio e vitamina E, queste gocce oculari a tripla azione integrano e stabilizzano il film lacrimale.

Indicazioni:
 Per alleviare la sensazione di secchezza e irritazione oculare, sensibilità o eccessiva lacrimazione.
 Adatto per l'uso con le lenti a contatto.

Istruzioni per l'uso:
 Prima di usare *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION gocce oculari, lavarsi e asciugarsi sempre accuratamente le mani.

Agitare prima dell'uso
 • Applicare 1 o 2 gocce di *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION gocce oculari in ciascun occhio
 • Sbattere le palpebre per distribuire sull'intera superficie dell'occhio
 • Usare il prodotto con la frequenza necessaria
 • Se si indossano lenti a contatto, non è necessario toglierle prima di applicare le gocce

Avvertenze:
 • In caso di irritazione oculare, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi a un medico
 • Non usare in caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti del prodotto
 • Evitare che la punta del flacone tocchi gli occhi
 • Tenere lontano da fonti di calore, conservare in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
 • Tenere fuori dalla portata dei bambini
 • **Non utilizzare se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente**
 • Non ingerire
 • Non usare il prodotto dopo la data di scadenza
 • Usare entro 90 giorni dalla prima apertura
 • Sterile fino alla prima apertura
 • Chiudere bene il flacone subito dopo l'uso

Controindicazioni: nessuna nota.

Composizione: soluzione color lino isotonica, sterile, tamponata a pH 7,2, contenente liposomi, ialuronato di sodio, vitamina E polietilenglicole succinato (TPGS), polietilenglicole 400 (PEG 400), sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), polisametilene biguanide (PHMB) e acqua purificata. Non contiene clorexidina, timersal, benzalconio cloruro, fenossietanolo.

Simboli

 • Leggere le istruzioni per l'uso
 • Fabbricante
 • LOT Lotto
 • Scadenza
 • 25°C Limiti di temperatura
 • 5°C

STERILE A Sterile. Tecnica asettica

 • Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
 • Gettare tutta la soluzione rimanente dopo 90 giorni dalla data di prima apertura del flacone

NL *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 oogdruppels verzachtend • hydraterend • beschermend
blink[®] intensive TRIPLE ACTION oogdruppels zijn geformuleerd voor het verzachten, hydrateren en beschermen van droog aanvoelende of geïrriteerde ogen. Dankzij de combinatie van liposomen, natriumhyaluronaat en vitamine E zorgen deze oogdruppels met driedubbele werking voor een aanvulling van de traanfilm en stabiliseren deze.

Indicaties:
 Voor verlichting van droog aanvoelende, pijnlijke, waterige of geïrriteerde ogen.
 Geschikt voor gebruik met contactlenzen.

Gebbruiksaanwijzing:
 Was en droog uw handen altijd zorgvuldig voordat u *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION oogdruppels gebruikt.

Schudden vóór gebruik
 • Droepel in elk oog 1 of 2 druppels *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION oogdruppels
 • Knipper om het middel over het oog te verspreiden
 • Zo vaak als nodig gebruiken
 • Als u contactlenzen draagt, hoeft u deze niet eerst uit te nemen

Waarschuwingen:
 • Stop het gebruik van het product in geval van oogirritatie en neem contact op met een arts
 • Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen van het product
 • Raak de ogen niet aan met de punt van het flesje
 • Uit de buurt van warmtebronnen houden en op een droge plaats tussen 5 en 25 °C bewaren
 • Buiten het bereik van kinderen houden
 • **Niet gebruiken wanneer de veiligheidsverzegeling is verbroken of wanneer deze ontbreekt**
 • Niet inslikken
 • Het product niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
 • Gebruiken binnen 90 dagen na eerste opening
 • Steriel tot eerste opening
 • Het flesje onmiddellijk na gebruik goed sluiten

Contra-indicaties: Geen bekend.

Samenstelling: Een vialkeurige, steriele, isotonie, gebufferde vloeistof met een pH van 7,2 die liposomen; natriumhyaluronaat, vitamine E polyethylenglykolsuccinaat (TPGS), polyethylenglycol 400 (PEG 400), dinatriumedetate (EDTA), polyhexanidemethylbiguanide (PHMB) en gezuiverd water bevat. Bevat geen chlorhexidine, thiomersal, benzalkoniumchloride, fenoxylethanol.

Symbolen

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
 • Geproduceerd door
 • LOT Lotnummer
 • Uiterste gebruiksdatum
 • 25°C Bewaartemperatuur
 • 5°C

STERILE A Steriel. Aseptische techniek

 • Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
 • Gooi resterende vloeistof 90 dagen na opening weg

AM70521GM11C
 F199 Rev. 07/2017

XXXXXX XX

10ml INSERT
 150mm x 100mm

AM01730

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																					
Artwork Specifications																					
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																				
Last Update: 08/08/2017 - 20.00 v3																					
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1"> <tr> <td>INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)														BLACK					
INK(S)																					
				BLACK																	