

DE *blink*[®] refreshing hydratisierendes Augenspray 10ml

Zur Linderung von sich trocken anfühlenden, müden oder gereizten Augen

blink[®] refreshing hydratisierendes Augenspray Der Sprühnebel ist eine biokompatible, feuchtigkeitsspendende und erfrischende Lösung für die Augen.

Anwendungsgebiete:
Zur Linderung von sich trocken anfühlenden, müden oder gereizten Augen durch langes Ablesen am Bildschirm, Autofahren, das Tragen von Kontaktlinsen, nicht genügend Tränenflüssigkeit, Aufenthalt in verrauchten oder klimatisierten Räumen oder bei Wind und Staub auf das geöffnete Auge sprühen. Für Kontaktlinsen geeignet.

Anwendung:
• Halten Sie die Flasche unterhalb der Sprühöffnung fest, ca. 10 cm neben Ihren Augen.
• Schauen Sie geradeaus und sprühen Sie zweimal je Auge.
• Häufigkeit der Anwendung nach Bedarf.
• Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, müssen Sie diese vorher nicht herausnehmen.

Symbole

Gebrauchsanweisung beachten Hersteller **LOT** Chargenbezeichnung Verwendbar bis 25°C Zulässiger Temperaturbereich

STERILE A Steril. Aseptische Technik Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist 5°C

FR *blink*[®] refreshing spray oculaire hydratant 10ml

Pour soulager les yeux secs, fatigués ou irrités

blink[®] refreshing spray oculaire hydratant est une solution oculaire biocompatible lubrifiante, hydratante et rafraîchissante.

Indications :
Vaporiser sur l'œil ouvert pour soulager les yeux secs, fatigués ou irrités du fait de l'utilisation prolongée d'un ordinateur, de la conduite d'un véhicule, du port de lentilles de contact, d'un larmoiement insuffisant, de lieux enfumés ou climatisés, de l'exposition au vent et à la poussière. Peut être utilisé avec des lentilles de contact.

Mode d'emploi :
• Tenir fermement le flacon, sans couvrir l'orifice du vaporisateur, à environ 10cm directement sur le côté de l'œil.
• Regarder droit devant, appuyer fermement sur le vaporisateur, deux fois par œil.
• Utiliser aussi souvent que nécessaire.
• Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les retirer.

Symboles

Consulter le mode d'emploi Fabricant **LOT** Numéro de lot Utiliser avant 25°C Limites de température

STERILE A Stérile. Technique aseptique Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé 5°C

CE 0051

Omisan pharmaceuticals
Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy
Distributed by AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland
blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2017

DE Sprühen Sie aus etwa 10 cm Abstand von der Seite direkt auf Ihr Auge.
FR Vaporiser à environ 10cm directement sur le côté de l'œil

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

IT *blink*[®] refreshing spray oculare idratante 10ml

Per dare sollievo a occhi secchi, stanchi o irritati

blink[®] refreshing spray oculare idratante è una soluzione oftalmica biocompatibile lubrificante, idratante e rinfrescante.

Indicazioni:
Spruzzare nell'occhio aperto per alleviare la sensazione di siccità, stanchezza o irritazione oculare causata da periodi prolungati al computer o alla guida, uso di lenti a contatto, lacrimazione insufficiente, ambienti fumosi o con aria condizionata, esposizione a vento e polvere.
Adatto per l'uso con le lenti a contatto.

Istruzioni per l'uso:
• Tenere saldamente il flacone, senza coprire l'orifizio dello spray, tenendolo a circa 10 cm di distanza direttamente sul lato dell'occhio.
• Guardare in avanti, premere con fermezza due volte per occhio.
• Usare il prodotto con la frequenza necessaria.
• Se si indossano lenti a contatto, non è necessario toglierle.

Avvertenze:
• In caso di irritazione oculare, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi all'oculista.
• Non usare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti.
• Non toccare la superficie dell'occhio con lo spray.
• Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non ingerirlo.
• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.
• Usare entro 90 giorni dal primo utilizzo/spruzzo.
• Sterile fino al primo utilizzo/spruzzo.
• Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso.

Controindicazioni: nessuna nota.

Composizione: soluzione sterile, isotonica, tamponata a pH 7,2, contenente salinato di sodio, sale disciolti dall'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), polissametilene biguanide e acqua purificata.
Non contiene cloridrina, timerosal, benzalconio cloruro, fenossietanolo.

Simboli

Leggere le istruzioni per l'uso Fabbricante **LOT** Codice lotto Usare entro 25°C Limiti di temperatura

STERILE A Sterile: tecnica asettica Non usare se la confezione è danneggiata 5°C

NL *blink*[®] refreshing hydraterende oog spray 10ml

Voor verlichting van droog aanvoelende, vermoeide of geïrriteerde ogen

blink[®] refreshing hydraterende oog spray is een biocompatibele verzachtende, bevochtigende en verfrissende oogvloeistof.

Indicaties:
Sprayen op het geopende oog voor verlichting van droog aanvoelende, vermoeide of geïrriteerde ogen veroorzaakt door langdurig gebruik van een computer, het besturen van een voertuig, het dragen van contactlenzen, omvloedende traanvorming, omgevingen waar gerookt wordt of airconditioning aanwezig is, blootstelling aan wind en stof. Geschikt voor gebruik met contactlenzen.

Gebruiksaanwijzing:
• Houd de fles stevig vast, zonder de verpakking af te dekken, op ongeveer 10cm van de zijkant van uw oog.
• Kijk recht voor u; druk stevig tweemaal per oog.
• Zo vaak als nodig gebruiken.
• Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet eerst uit te nemen.

Waarschuwingen:
• Stop het gebruik van het product in geval van oogirritatie en neem contact op met een oogarts.
• Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen.
• Het oogoppervlak niet aanraken met de fles.
• Uit de buurt van warmtebronnen houden en bewaren op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Niet opdrinken.
• Het product niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken.
• Gebruiken binnen 90 dagen na eerste gebruik/spray.
• Steriel tot eerste gebruik/spray.
• Na gebruik de dop onmiddellijk terugplaatsen.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Samenstelling: Steriele isotone, gebufferde vloeistof met een pH van 7,2 die natriumhyaluronaat, dinatriumedetaat, polyhexamethyleen biguanide en gezuiverd water bevat.
Bevat geen chloorhexidine, timerosal, benzalconiumchloride, fenoxylethanol.

Symboelen

Zie gebruiksaanwijzing Fabrikant **LOT** Partijcode Gebruiken vóór 25°C Temperatuurlimiet

STERILE A Steriel. Aseptische techniek Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is 5°C

IT Spruzzare a circa 10 cm di distanza direttamente sul lato dell'occhio
NL Spray op ongeveer 10cm rechtstreeks van de zijkant van uw oog

AM70408GM11C
Revision Date: 07/2017
F170 Rev. 18/07/2017

XXXXXX XX

10ml INSERT
150mm x 100mm

AM01730

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																	
Artwork Specifications																	
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																
Last Update: 23/09/2017 - 15.30 v3																	
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1"> <tr> <td>INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)											BLACK				
INK(S)																	
			BLACK														