

blink-n-clean® 15ml
Für sauberere und angenehmere Kontaktlinsen während des Tragens

TOP FRONT

DE blink-n-clean® Reinigungstropfen wurden speziell konzipiert, um Kontaktlinsenträgern den ganzen Tag angenehmes Kontaktlinsentragen zu ermöglichen, ohne dass die Kontaktlinsen vom Auge genommen werden müssen. Die milden Reinigungstropfen sind weitaus mehr als eine Nachbenetzungslösung. Einige Tropfen blink-n-clean® während des Tragens entfernen Schmutzpartikel und Proteinablagerungen sanft von Ihren Linsen. So bleiben Ihre Linsen sauber und angenehm zu tragen.

Dies gilt besonders für Linsen mit verlängerter Tragedauer und für Tageslinsen, die über viele Stunden getragen werden.

EIN HERAUSNEHMEN DER KONTAKTLINSEN IST NICHT ERFORDERLICH

Gebrauchsanweisung:

- Geben Sie bis zu viermal täglich einen oder zwei Tropfen in jedes Auge
- Blinzeln, um die Linsen zu reinigen

Vorsichtshinweise:

Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben in der Gebrauchsinformation. Eine Missachtung insbesondere der Pflegeanweisungen und Hygienevorschriften kann zu schwerwiegenden Augeninfektionen und -schäden führen.

- Nicht verwenden, wenn Sicherheitsversiegelung fehlt oder nicht mehr intakt ist
- Nach Anwendung Flasche sofort fest verschließen
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Bitte nicht mehr als viermal täglich anwenden
- Lösung nicht einnehmen
- Zwischen 5°C und 25°C aufbewahren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums
- Schütten Sie Lösungsreste 60 Tage nach Anbrechen der Flasche weg
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropföffnung nicht berühren; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge

Enthält:

Natriumchlorid
Trometamol
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
Dinatriumedita
Polyhexamethylenbiguanid – 0,0001% gereinigtes Wasser

PAGE 1

blink-n-clean® 15ml
Pour une vision plus nette et plus confortable sans avoir à retirer les lentilles

FR Les gouttes blink-n-clean® sont formulées pour apporter à leurs utilisateurs une lentille plus nette et plus confortable tout au long de la journée, et ne nécessitent pas le retrait préalable des lentilles. Cette solution douce ne fait pas que lubrifier la lentille, elle la débarrasse des dépôts naturels et des protéines accumulées, pour apporter une netteté, une fraîcheur et un confort incomparables. Ce produit convient particulièrement aux lentilles à port prolongé ou de longue durée.

INUTILE DE RETIRER LES LENTILLES

Mode d'emploi :

- Instiller une ou deux gouttes dans chaque oeil, jusqu'à 4 fois par jour
- Cligner des yeux pour nettoyer la lentille

Précautions d'utilisation :

Suivre attentivement les instructions de cette notice. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner l'apparition d'une infection oculaire grave.

- Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente
- Bien refermer le flacon après usage
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants

- Ne pas utiliser plus de 4 fois par jour
- Ne pas avaler la solution
- À conserver entre 5 °C et 25 °C
- Tenir hors de portée des enfants
- À utiliser avant la date de péremption indiquée sur le flacon
- Jeter toute solution restante 60 jours après l'ouverture initiale du flacon
- Afin d'éviter les risques de contamination, se garder de tout contact avec l'embout du flacon

Composition :

Chlorure de sodium
Trométhamine
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
EDTA
Polyhexaméthylène biguanide 0,0001%
Eau purifiée

CE 0123 **STERILE A**

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
blink-n-clean is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

blink-n-clean® 15ml
Per lenti a contatto più confortevoli e pulite durante l'uso

TOP BACK

IT Le gocce blink-n-clean® sono state realizzate per offrire ai portatori di lenti a contatto lenti più confortevoli e pulite durante tutta la giornata e senza il bisogno di toglierle. Questa soluzione delicata non si limita a ri-umidificare le lenti, ma elimina anche i depositi naturali e gli accumuli proteici, rendendo le lenti più pulite, confortevoli e come nuove. Particolarmente indicata per le lenti a uso prolungato o quando le lenti vengono utilizzate per periodi più lunghi del normale.

NESSUNA NECESSITÀ DI RIMUOVERE LE LENTI

Istruzioni per l'uso:

- Applicare una o due gocce in ciascun occhio fino a un massimo di 4 volte al giorno
- Battere le palpebre per pulire le lenti

Precauzioni:

Seguire tutte le istruzioni, altrimenti si rischiano serie infezioni o lesioni agli occhi.

- Non usare se il sigillo del contagocce risulta danneggiato
- Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso
- Non utilizzare questo prodotto in caso di allergia ad uno qualsiasi dei componenti

- Non ingerire il prodotto
- Non usare più di 4 volte al giorno
- Conservare a temperatura compresa fra 5°C e 25°C
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza
- 60 giorni dopo la prima apertura del flacone gettare l'eventuale soluzione rimasta
- Per evitare contaminazioni, l'estremità del contagocce non deve venire in contatto con alcuna superficie

Contiene:

Cloruro di Sodio
Trometamina
Idrossimetilcellulosa
Tyloxapol
EDTA
Poliesametilene biguanide 0,0001%
Acqua purificata

PAGE 2

SYMBOLE • SYMBOLES • SIMBOLI

STERILE A

Gebrauchsanweisung beachten
Consulter les instructions d'utilisation
Leggere le istruzioni per l'uso

Sterile-Aseptische Technik
Stérile-Technique aseptique
Sterile-Tecnica asettica

Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato

Schütten Sie Lösungsreste 60 Tage nach Anbrechen der Flasche weg
Jeter toute solution restante 60 jours après l'ouverture initiale du flacon
60 giorni dopo la prima apertura del flacone gettare l'eventuale soluzione rimasta

Hersteller
Fabricant
Fabbricante

LOT

Chargen-Bez.
Numéro de lot
Numero di lotto

Verwendbar bis
Date limite d'utilisation
Utilizzare entro

Temperaturbegrenzung
Conditions limites de température
Limiti di temperatura

XXXXX XX
AM704366M12D
Revision Date: 05/2018

CE mark size/proportions complies with European Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex XII

10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																					
Artwork Specifications																					
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																				
Last Update: 04/05/2018 - 12.00 v1																					
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1"> <tr> <td>INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)														BLACK					
INK(S)																					
				BLACK																	